



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Akumulator CAMERON SINO CS-PCL200MX (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Akumulator przeznaczony do modułu **CodeManagment** służącego do pomiaru CO₂ w defibrylatorach Lifepak 20 i Lifepak 20e,
- Zastępuje akumulatory Physio-Control: 11141-000162 / B11827,
- System chemiczny: Li-Ion,
- Napięcie znamionowe: 11.1 V,
- Pojemność: 3400 mAh / 37.74 Wh,
- Wymiary: 66 x 55 x 21 mm,
- Waga: 0,19 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

