



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Przewód QUICK-COMBO do defibrylatora MEDTRONIC (PHYSIO-CONTROL) LIFEPAK 12/20 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji U.S.A,
- Długość przewodu: 250 cm,

