



Respirator/Wentylator RESPIRONICS BIPAP VISION (Kat. 03) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: max. 300 VA,
- Przeznaczony jest do nieinwazyjnego wspomagania oddychania dodatnim ciśnieniem w warunkach szpitalnych dla pacjentów o wadze powyżej 30 kg,
- System może pracować w trzech trybach:
 - Ciągłym dodatnim ciśnieniu w drogach oddechowych CPAP (continuous positive airway pressure),
 - Wentylacji spontanicznej/wymuszonej S/T (spontaneous/timed),
 - Wentylacji proporcjonalnej PAV/T (proportional assist ventilation/timed),
- Sterujący aparatem mikroprocesor automatycznie dostosowuje pracę urządzenia do zmieniających się w układzie warunków, co wpływa na zsynchronizowanie pracy urządzenia z chorym, mimo zmian w rytmie oddechowym i pojawiających się w obiegu przecieków,
- Respirator BiPAP Vision wyposażony jest w opcje zabezpieczeń graficznych i dźwiękowych zapewniających wysokie bezpieczeństwo użytkowania i sygnalizację pojawiających się problemów,
- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz umożliwia kierowanie pracą aparatu oraz kontrolę stosowanych parametrów, takich jak:
 - Bieżące wykresy ciśnienia, objętości i przepływu (IPAP, EPAP, CPAP), wentylacja minutowa - MinVent, całkowity przeciek - Tot. Leak, szczytowe ciśnienie wdechowe - PIP,
 - Parametry chorego (częstość oddychania - Rate, czas wdechu, przeciek pacjenta - Pt. Leak, procent wyzwalanych przez pacjenta oddechów - Pt. Trig),
- Jest również możliwość zastosowania dodatkowo tlenoterapii, a nawet prowadzenie wentylacji inwazyjnej,
- Kontrola tlenu pozwala na uzyskanie stężeń 21 - 100% bez podłączania dodatkowego tlenu do maski,
- W zestawie:
 - Przewód zasilający tlenowy z końcówką do wyboru na życzenie klienta (DIN lub AGA),
 - Obwód oddechowy pacjenta z filtrami - 50 szt. **(brak w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą)**,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 36,5 x 50,5 x 26,5 cm,
- Waga: 17,3 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

