



Monitor pacjenta GE DINAMAP PRO 300V2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez akumulator 12V / 2,3Ah (nowy akumulator w zestawie),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 30 VA,
- Urządzenie **DINAMAP PRO 300V2** produkcji firmy GE służy do nieinwazyjnego i automatycznego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, częstości akcji serca oraz saturacji tlenowej (SpO2) u pacjentów dorosłych i u dzieci,
- Urządzenie można stosować w warunkach wielu różnych placówek opieki zdrowotnej. Należą do nich oddziały szpitalne, a także inne rodzaje placówek medycznych, takie jak gabinety lekarskie, poradnie oraz placówki opieki długoterminowej,
- Duży czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz mniejsze cyfrowe wyświetlacze,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 60 mm,
- Zakres ciśnienia w mankiecie:
 - 0 - 290 mmHg (dorosły),
 - 0 - 140 mmHg (noworodek),
- Zakres częstości tętna: 30 - 200 uderzeń na minutę,
- Zakres pomiaru SpO2: 1 - 100%,
- W zestawie:
 - Mankiet z przewodem powietrznym,
 - Czujnik klipsowy SpO2 firmy BIOGENESIS,
 - Rolka papieru do drukarki,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 25 x 17,5 x 25 cm,
- Waga: 3,5 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Kat 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

