



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - колоноскоп OLYMPUS CF-Q180AL (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Японское производство,
Направление обзора: вид вперед,
Наружный диаметр наконечника: 12,8 мм,
Наружный диаметр: 13,2 мм,
Диаметр рабочего канала: 3,7 мм,
Рабочая длина: 1680 мм,
В глубине души: 3 - 100 мм,
Максимальный угол изгиба наконечника эндоскопа вверх и вниз: 180°/180°,
Максимальный угол изгиба кончика вправо и влево: 160°/160°,
Максимальный угол поля зрения: 170°,
Полная совместимость с процессором: CV-180/160/140,
Все готово:
Оригинальный чемодан,
Крышка,
Клапаны,
Руководство пользователя на английском языке (PDF),
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

ОБЗОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

