



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - детский ларингоскоп Pocket Plus (ПВЛ-И-01 Плюс) (Produkt nowy)

Новый,
Голландское производство,
Видеоларингоскоп Pocket Plus разработан для повседневного использования при обычных и сложных процедурах интубации, Карманный видеоларингоскоп (PVL) предназначен для предоставления врачам последовательной и четкой картины дыхательных путей пациента в режиме реального времени, а также для более быстрой и безопасной интубации трахеи.
Модель (ПВЛ-И-01 Плюс) предназначена для работы с детьми и младенцами,
Устройство предназначено для использования с одноразовыми лопастями, называемыми «одноразовые лопатки VL».
Особенности и преимущества устройства:
Видеоларингоскоп Medcam - портативное портативное и простое в использовании медицинское устройство.
Его «кнопка в одно касание» управляет всеми функциями устройства, такими как включение / выключение, фотосъемка и запись видео,
Его 3-дюймовый монитор можно поворачивать в обе стороны для получения четкого изображения в реальном времени, оптимального для записи и анализа изображения во время интубации трахеи или для обследования и лечения гортани и глотки. А цифровой видеовыход идеально подходит для отображения видеозаписей,
Видеоларингоскопы Medcam и их «одноразовые лопатки VL» доступны в широком разнообразии конфигураций и размеров, что позволяет врачам удовлетворять потребности пациентов любого размера, от недоношенных до патологических.
Устройство также содержит литиевый аккумулятор 18500A, аккумулятор 18500A съемный,
Водонепроницаемость крепления VL составляет IPX7 и IPX4 для 3-дюймового монитора,
Технические данные:
Тип монитора: двунаправленный поворотный / полностью собранный
Размер монитора / соотношение сторон: 3 дюйма / 4: 3,
Угол обзора: 85 °,
Вращение монитора: двунаправленное вращение влево-вправо $\geq 300^\circ$; Перед-зад $\geq 180^\circ$,
Пиксели камеры: 960 X 720 P CMOS,
Частота кадров: 30 кадров в секунду,
Поле зрения (FOV): $65 \pm 10^\circ$,
Глубина резкости (DOF): 10-80 мм,
Внутренний блок питания / аккумулятор: 18500 / 3,7 В постоянного тока / 2040 мАч сменный / аккумулятор,
Время работы полностью заряженного аккумулятора: ≥ 200 мин,
Водонепроницаемость: IPX7 для ручки VL; IPX4 для монитора,
Внутренняя память: 16 ГБ,
Рабочая температура: 0 °C -50 °C,
Рабочая влажность: 30% -80%,
Температура хранения: -20 °C -50 °C,
Влажность хранения: 93%,
Аварийное питание: НЕТ,
Восстановление данных: водонепроницаемый порт USB,
Применение: Для педиатрических пациентов,
Специальность: запатентованная конструкция ковша,
Тип ложек: Более тонкие одноразовые: Мас-00 / Мас-0,
Цвет изделия: черный,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредиты.

