



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### Диагностическая лампа LUXO T88/87 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,  
Итальянское производство,  
Источник питания: 230 В,  
Частота: 50/60 Гц,  
Лампочка G23 мощностью 11 ватт,  
Однозначно,  
Прикрепили к столешнице,  
Чаша регулируется в нескольких плоскостях,  
Регулируемый шарнирный рычаг и поворачивается на рукоятке,  
Выключатель лампы установлен на навесе,  
Срок службы лампочки: 10,000 часов,  
Цветопередача: 80-89 Pa,  
Световой поток: 900 люмен,  
Цветовая температура: 3000 К,  
В комплект входит монтажный кронштейн и блок питания,  
Размеры навеса: 9 x 33 x 5 см,  
Длина рук при выпрямлении: 80 см,  
Вес комплекта: 1,6 кг,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
Гарантия:  
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,  
1 месяц на международный рынок,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

