



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Костяные винты DANEK (Powystawowy (demo))**

Новый, пост-сет,

США производство,

Включает в себя два костных винта:

ВИНТ ДАНЕК 823-110:

Диаметр нити: 6,5 мм,

Диаметр головы: 8 мм,

Длина нити: 25 мм,

Общая длина: 40 мм,

ВИНТ ДАНЕК 823-112:

Диаметр нити: 6,5 мм,

Диаметр головы: 8 мм,

Длина нити: 38 мм,

Общая длина: 50 мм,

Он выдал действительный технический паспорт,

Гарантия:

6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,

1 месяц для международного рынка,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

