



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Эндоскопический комплект OLYMPUS (CLV-180, CV-180) (Rekondycjonowany (używany))

Подержанное, идеальное состояние,
Японское производство,
В комплект входит:
Источник света OLYMPUS Модель CLV-180 EVIS EXERA II:
Адаптирован для гибких эндоскопов,
Ксеноновый свет,
Источник питания 230 В,
Частота 50-60 Гц,
Мощность 500 ВА,
MD 631 300W ксеноновая лампа,
Аварийное освещение: галоген 12В 35Вт,
Фольгированная, тактильная панель управления,
Встроенный воздушный насос с электронным управлением мощности,
Водяной бак в комплекте,
Размер: 38,5 x 53 x 17 см
OLYMPUS процессор обработки изображений модель CV-180 EVIS EXERA II:
Источник питания 230 В,
Частота 50-60 Гц,
Мощность 150 ВА,
Устройство имеет возможность обрабатывать изображения с высоким разрешением в формате HDTV для обеспечения наилучшего качества
изображения при эндоскопии и лапароскопии,
Совместимость с эндоскопами серии EVIS 100/130/140 и EVIS EXERA 160,
Выход HD / SD SDI для высококачественной передачи видео,
В нем есть порт для карт памяти xD,
Фольгированная панель управления,
Включено:
Кабель PigTail MAJ 1430 с ручкой,
Клавиатура Olympus EVIS EXERA MAJ 1426,
карта памяти xD с адаптером для ПК,
Размеры: 38,5 x 49 x 10 см,
Видео гастроскопы OLYMPUS модели Evis Exera II GIF Q-180:
Подержанное, идеальное состояние,
Японское производство,
Направление обзора: вид вперед,
Наружный диаметр: 9 мм,
Наружный диаметр наконечника: 8,8 мм,
Диаметр рабочего канала: 2,8 мм,
Рабочая длина: 1030 мм,
Общая длина: 1345 мм,
В глубине души: 3-100 мм,
Макс. Угол наклона наконечника эндоскопа сгибается вверх и вниз: 210o/90o
Макс. Угол изгиба кончика вправо и влево: 100o/100o,
Максимальный угол поля зрения: 140o,
Полная совместимость с процессорами CV-160/140,
В комплект входит оригинальный чемодан с размерами: 59 x 43 x 16 см,
Клапаны,
Руководство пользователя на английском языке (формат pdf),
Модель медицинского монитора OLYMPUS OEV 191H:
Сделано в Японии,
Подержанное, идеальное состояние,
19-ДЮЙМОВЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ,
разрешение 1280 x1024
Выходы: композитный, S-видео, RGBS, VGA,
Эндоскопическая тележка OLYMPUS Модель WM -NP1:
Английское производство,
Подержанное, идеальное состояние,
Так и есть:
Три полки с размерами: 40 x 53 см,
Верхний топ с размерами: 38 x 45 см,
Нижняя полка 38 x 44 см,
Выдвижная полка для клавиатуры,
Три шарнирные рамы на монитор с пошаговой регулировкой высоты,
Регулируемая стрела для двух эндоскопов,
Эндоскопические держатели,
Три поликарбонатных трубки, (баки),
Две ручки для перемещения,
Электромонтаж,
Контейнер баланса белого
Общие размеры: 65 x 65 x 150-180 с монитором,
Мобильный, колеса с тормозами,
Кэт 01,
У него есть текущий обзор и технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

