



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Офтальмологическая установка РОДЕНСТОК ПРО 500 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Источник питания 230 В,
Макс. Потребляемая мощность 300 ВА,
Проигрыватель и подвижный стол, для двух устройств,
Мобильный - вращающийся пульт управления,
Офтальмологический ящик для кассет,
Завод, изготовленный для оборудования Rodenstock,
Вечный, современный дизайн,
Он занимает очень мало места - всего 1,55 м²,
Светодиодная подсветка (3,5 В и 12 В),
Электрически регулируемое сиденье, не сложенное,
Высота сиденья 81 см,
Высота колонны 170 см,
Регулировка высоты сидения от 44 до 59 см,
Устройство оснащено следующими розетками:
2 x 6V/12V, 1 x RS-232, 1 x 5-контактная щелевая лампа, 1 x LAN, 1 x USB 2.0,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредиты

