



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Фороптер RODENSTOCK PHOROVIST 2000 (Produkt nowy)

Новый,  
Немецкое производство,  
Преимущества и особенности Фороптера:  
Простое, интуитивно понятное управление,  
Очень прочное мастерство,  
Быстро и точно,  
Линзы с качественными покрытиями,  
Поперечный цилиндр + поворотная просм,  
Широкий спектр тестов,  
Ближний тест + вспомогательные линзы,  
Система конвергенции,  
Технические данные:  
Диапазон измерения:  
Диапазон измерения: от - 19,00 до + 16,75 дптр с шагом 0,25,  
Цилиндр: от 0 до -6 дпт с шагом 0,25 и от 0,00 до -8,00 дпт (при использовании дополнительной линзы)  
Сходимость:  $\infty$  400 мм,  
Призма: от 0 до 20,  
Ось цилиндра от 0 до 180 ° (каждые 5 °),  
Размеры и вес:  
Размеры WDH: 323 x 85 x 315 мм,  
Вес: пригл. 5,0 кг  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 12 месяцев,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

