



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Фороптер RODENSTOCK PHOROVIST 2000 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Преимущества и особенности Фороптера:
Простое, интуитивно понятное управление,
Очень прочное мастерство,
Быстро и точно,
Линзы с качественными покрытиями,
Поперечный цилиндр + поворотная просм,
Широкий спектр тестов,
Ближний тест + вспомогательные линзы,
Система конвергенции,
Технические данные:
Диапазон измерения:
Диапазон измерения: от - 19,00 до + 16,75 дптр с шагом 0,25,
Цилиндр: от 0 до -6 дпт с шагом 0,25 и от 0,00 до -8,00 дпт (при использовании дополнительной линзы)
Сходимость: ∞ 400 мм,
Призма: от 0 до 20,
Ось цилиндра от 0 до 180 ° (каждые 5 °),
Размеры и вес:
Размеры WDH: 323 x 85 x 315 мм,
Вес: пригл. 5,0 кг
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

