



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Вертолет автоматический RODENSTOCK PHOROMAT 2000 (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Качества и качества фороптера:
Простое, интуитивное управление,
Очень солидная работа,
Быстро и точно,
Объективы с высококачественными покрытиями,
Поперечный цилиндр + поворотный пром,
Широкий спектр исследований,
Тест крупным планом + вспомогательные линзы,
Система конвергенции,
Технические данные:
Диапазон измерения:
Диапазон измерения: - 19.00 до + 16.75 с шагом 0.25,
Цилиндр: от 0 до -6 dpt с шагом 0,25 и от 0,00 до -8,00 dpt (при использовании дополнительных линз),
Сближение: ∞ - 400 мм,
Призма: 0 - 20,
Ось цилиндра от 0 до 180° (каждые 5°),
Размеры и вес:
Размеры WDH: 323 x 85 x 315 мм,
Вес: Примерно. 5,0 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

