



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



EOS M04 Diagnostyczna testowa tabela (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием,
В стандартной версии имеются три части кровати, разбитые до положения Pivot, и кресло, сделанное из фанеры с отверстием для лица и стопором в подголовнике.
Регулировка высоты стола осуществляется с помощью рукоятки, расположенной в задней части рамы стола,
Полностью подшипниковый механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Боковые полки,
Подожди,
Касторовая система,
Еврошн (40 см),
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Он поддерживает кресло,
Технические параметры:
Длина 200 см,
Ширина 65/70/80 см,
Высота 48 - 100 см,
Регулируемый угол подголовника от -700 до 400,
Регулировка угла наклона спинки от 00 до 850,
Регулируемый угол поломки столешницы от 00 до 300,
Вес 90 кг,
Максимальная нагрузка 160 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

