



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



EOS H03 Диагностическая тестовая таблица (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
В стандартной комплектации есть три части, лежащие в положении "кресло", выполненные из фанеры с отверстием для лица и стопором в подголовнике,
Высота стола регулируется с помощью гидравлического цилиндра путем многократного нажатия на ножку рычага на цилиндре,
Используется полностью несущий механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на надежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Имеются дополнительные опции (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Боковые полки,
Подожди,
Касторовая система,
Еврошвеллер (40 см),
Боковые рельсы,
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Ручная опора для кресла
Технические параметры:
Длина 200 см,
Ширина 65/70/80 см,
Высота 48 - 100 см,
Регулируемый угол подголовника от -700 до 400,
Регулировка угла наклона спинки от 00 до 850,
Вес 93 кг,
Максимальная нагрузка 160 кг,
Различные цвета обивки - это только пример возможности выбора цвета,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

