



EOS H04 Диагностическая тестовая таблица (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
В стандартном исполнении три части лежат в положении Pivot и кресло, изготовленное из фанеры с отверстием для лица и стопором в подголовнике,
Высота стола регулируется с помощью гидравлического цилиндра путем многократного нажатия на ножку рычага на цилиндре,
Используется полностью несущий механизм регулировки высоты,
Отдельные части столешницы регулируются газонаполненными амортизаторами,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Особенности и преимущества таблицы:
Газовая пружина немецкой компании BANSBACH,
Обивочные изделия очень хорошего качества,
Пена толщиной 5 см,
В подвижных частях стола используются стальные шарикоподшипники, что влияет на ненадежность стола,
Элементы каркаса изготовлены из лучшей польской стали,
Имеются дополнительные опции (за дополнительную плату):
Подлокотники,
Боковые полки,
Подожди,
Касторовая система,
Еврошен (40 см),
Боковые рельсы,
Коленные подушечки,
Поддержка инъекций,
Технические параметры:
Длина 200 см,
Ширина 65/70/80 см,
Высота 48 - 100 см,
Регулируемый угол подголовника от -70° до 40°,
Регулировка угла наклона спинки от 0° до 85°,
Регулируемый угол поломки столешницы от 0° до 30°,
Вес 98 кг,
Максимальная нагрузка 160 кг,
Различные цвета обивки - это только пример возможности выбора цвета,
У него есть действующий технический паспорт, выданный
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

