



EOS H05 Diagnostyczna i badawcza łóżeczko (Produkt nowy)

Nowy,
Polskie produkcje,
On posiada stabilną stalową konstrukcję, pokrytą proszkową farbą,
Standard zawiera w sobie integralną leżącą część z faniery,
Wysokość stołu regulowana z pomocą hydraulicznego cylindra poprzez wielokrotne naciskanie na ramię dźwigni na cylindrze,
Wykorzystany całkowicie niesący mechanizm regulacji wysokości,
Charakterystyczną cechą tego stołu jest szeroka blata, która umożliwia wykonywanie ćwiczeń Войта i Бобат,
Niemożliwe zamówienie tapicerki w wybranym przez Ciebie kolorze, z wyjątkiem kolorów "PRESTIGE", które są dostępne za dodatkową opłatą,
Cechy i zalety stołu:
Bardzo dobrej jakości tapicerka,
Piana grubości 5 cm,
W ruchomych częściach stołu używane są stalowe kulopodpory, co wpływa na niezawodność stołu,
Części ramy wykonane z najlepszej polskiej stali,
Dodatkowe opcje dostępne (za dodatkową opłatą):
Podkładkowy wieszak,
Kastrowa system,
Techniczne parametry:
Długość 200 cm,
Szerokość od 80 do 120 cm,
Wysokość 48 - 100 cm,
Ciężar 124 kg,
Maksymalne obciążenie 160 kg,
U niego jest aktualny Techniczny paszport,
Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
Gwarancja na hydrauliczne akcesoria 12 miesięcy,

