



Гинекологическое кресло ДЕМЕТЕР M01 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
Дополнительная долговечность кресла обеспечивается применением нержавеющей стали в подвижных частях кресла,
Кровать состоит из трех частей, включая съемную подставку для ног,
Кресло DEMETER M01 имеет фиксированную высоту,
Спинка кресла регулируется с помощью газонаполненного амортизатора, после установки подставки для ног можно получить положение лежа,
В стандартной комплектации кресло оснащено регулируемыми во всех плоскостях коленными подушками, контейнером из нержавеющей стали и откидной платформой для облегчения входа и выхода из кресла,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Бумажная вешалка,
Касторовая система,
Руки (подлокотники),
Технические параметры:
Длина с подставкой для ног 190, без подставки для ног 139 см,
Ширина 65 см,
Высота 85 см,
Угол регулировки спинки 00 - 750,
Высота ступени 25 см,
Вес 70 кг,
Максимальная нагрузка 150 кг,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

