



Гинекологическое кресло ДЕТЕТЕР M02 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
Дополнительная долговечность кресла обеспечивается применением нержавеющей стали в подвижных частях кресла,
Кровать состоит из трех частей, включая съемную подставку для ног,
Она имеет фиксированную высоту,
Спинка и сиденье регулируются с помощью газонаполненных амортизаторов, после установки подножки можно принять положение лежа,
В стандартной комплектации кресло оснащено регулируемыми во всех плоскостях коленными подушками, контейнером из нержавеющей стали и откидной платформой для облегчения входа и выхода из кресла,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Бумажная вешалка,
Касторовая система,
Рукоятки (подлокотники)
Технические параметры:
Длина без подставки для ног 139 см, с подставкой для ног 190 см,
Ширина 65 см,
Высота 85 см,
Тренделенбургская позиция 00 - 200,
Положение Тренделенбургских Антильских островов -150 - 00,
Угол регулировки спинки 00 - 750,
Высота ступени 25 см,
Вес 70 кг,
Максимальная нагрузка 150 кг,
У него есть действующий технический паспорт, выданный
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

