



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Гинекологическое кресло ДЕМЕТЕР 01 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет стабильную стальную конструкцию, покрытую порошковой краской,
Дополнительная долговечность кресла обеспечивается применением нержавеющей стали в подвижных частях сиденья и полностью подшипникового подъемного механизма,
Кровать состоит из трех частей, включая съемную подставку для ног,
Он имеет электрически регулируемую высоту,
Основная опция - ручной пульт дистанционного управления - без дополнительной оплаты,
Возможность замены - выбор ножного пульта дистанционного управления (без ручного пульта) - за дополнительную плату,
Дополнительный комплект - ручной пульт + педальный пульт - за дополнительную плату,
Спинка и сиденье регулируются с помощью газонаполненных амортизаторов, после установки подножки можно принять положение лежа,
В стандартной комплектации кресло оснащено регулируемыми во всех плоскостях коленными подушками и контейнером из нержавеющей стали,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Бумажная вешалка,
Касторовая система,
Футбольный пилот,
Руки (подлокотники),
Технические параметры:
Длина без подставки для ног 139 см, с подставкой для ног 190 см,
Ширина 65 см,
Высота 65 - 100 см,
Тренделенбургская позиция 00 - 200,
Анти-Тренделенбургская позиция -150 - 00,
Угол регулировки спинки 00 - 750,
Вес 90 кг,
Максимальная нагрузка 150 кг,
У него есть действующий технический паспорт, выданный
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

