



AION R02 Таблица диагностического тестирования (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он имеет простую и стабильную раму, изготовленную из стальных профилей с порошковым покрытием,
Регулируемая по высоте и состоящая из трех частей кровать с регулируемым подголовником в стандартной комплектации с вырезом для лица и стопором,
Регулировка высоты прыгающего стола,
Подголовник регулируется газонаполненным амортизатором, а подголовник регулируется механизмом растоматного типа,
Невозможно заказать обивку в выбранном Вами цвете, за исключением цветов "PRESTIGE", которые доступны за дополнительную плату,
Дополнительные опции доступны (за дополнительную плату):
Подкладочная вешалка,
Нижняя полка,
Подлокотники,
Тормозные ролики,
Технические параметры:
Длина 190 см,
Ширина 55/70 см,
Высота 55/70 см,
Вес 37 кг,
Максимальная нагрузка 150 кг,
Регулируемый угол подголовника от -700 до +450,
Регулировка угла наклона подножки ног от 00 до 300,
У него есть действующий технический паспорт, выданный
Гарантия на строительство 24 месяца,
Гарантия на гидравлические аксессуары 12 месяцев,

