



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Панель LCD RODENSTOCK CV 1000 P (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Преимущества и особенности:
Современное решение для офтальмологических операций,
Запрограммированное расстояние: пациент - оптотип,
Удобство использования,
Настенный монтаж,
Программа последовательности расстояний,
Цветные тесты,
Баланс VA,
Горизонтальное/вертикальное слияние,
Зеленый/красный тесты,
3D изображения,
Тест на контрастную чувствительность,
Неограниченное количество тестов,
Программа обучения пациентов,
ИК-датчик,
Красные и зеленые очки включены,
Широкий выбор поляризованных тестов,
Многоязычный пользовательский интерфейс,
Программируемые последовательности отображения,
Технические данные:
Дисплей: ЖК-панель 24",
Функция автоматического выключения: Регулируется от 4 до 240 минут,
Регулируемое расстояние: 2-7 м (шаг измерения 0,1 м),
Дистанционные подразделения: Ноги или метры,
Пилот: 3 доступных канала,
Тип батареи: AAA LR6,
Размеры WDH: 520 x 65 x 350 мм или 740 x 65 x 560 мм (с опциональной рамой),
Вес: Примерно. 6 кг,
Источник питания: 115-230 В переменного тока,
Частота: 50/60 Гц,...,
Потребление энергии: Меньше 70 ВА,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

