



Stolik do badań niemowląt GAJA 1 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Он предназначен для проведения обследований и ухода за младенцами в клиниках и медицинской практике,
Испытательный стол для младенцев изготовлен из стальных труб с порошковым покрытием.
Она имеет фиксированную высоту,
Верхняя часть закреплена с трех сторон пенопластом, а на нижней - удобным съемным матрасом, что позволяет легко содержать стол в чистоте.
В качестве дополнительных опций (за дополнительную плату):
Нижняя полка
Боковая полка
Ящик
Кабинет
Подожди,
Технические параметры:
Общая ширина столешницы 80 или 100 см,
Общая глубина столешницы 65 или 75,
Общая высота 79 или 89 см,
Вес 30 кг,
Максимальная нагрузка 50 кг,
Максимальная нагрузка на боковую полку 25 кг,
У него есть действующий технический паспорт, выданный
Гарантия на строительство 24 месяца,

