



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кафедра эстетической медицины PROMAT MX (Produkt nowy)

Новые функции
Немецкое производство,
Мощность: 230 В,
Частота: 50/60 Гц,
Стандартный цвет стула GRAPHITE-WHITE,
Кресло оснащено широкими подлокотниками,
Оснащен 4 электродвигателями,
Функции сидений корректируются с помощью ручного пульта дистанционного управления (стандартный или с дополнительной зарядкой с контроллером стопы),
Управление с помощью пульта дистанционного управления или контроллера ног:
Регулировка высоты в диапазоне: 56 - 82 см,
Регулировка спинки в диапазоне: 0 " - 80",
Регулировка сиденья в диапазоне: 0 " - 45",
Регулировка подножки части икры в диапазоне: 0 " - 75",
Ручная регулировка:
Регулировка подголовника: 180 ",
Часть пятки регулировки подножки: 180 ",
Регулировка подлокотника в диапазоне: 0 " - 180",
Максимальная грузоподъемность: 175 кг,
Тростниковые колеса для легкой маневренности,
Дополнительное оборудование за дополнительную плату:
Держатель рулона бумаги,
Контроллер ног,
Многофункциональный подголовник с дыхательным отверстием,
Возможность изменения цвета обивки,
Уровень шума: 60 дБА,
Вес: 65 кг,
Размеры:
Подголовник: 38 x 22,5 см,
Спинка: 53 x 56 см,
Место: 53 x 48 см,
Часть тельца подножки: 52 x 26,5 см,
Часть пятки для ног: 45 x 18 см,
Подлокотник: 7,5 x 47 см,
Общая длина: 182 - 209,5 см,
Общая ширина: 54,5/74,5 см (включая подлокотники),
Он выдал действительный технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц для международного рынка,
Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

