



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Кафедра эстетической медицины PROMAT NG (Produkt nowy)

Новые функции
Немецкое производство,
Мощность: 230 В,
Частота: 50/60 Гц,
Стандартный цвет стула WHITE И BLACK,
Функциональность сиденья обеспечивается съемным многофункциональным подголовником,
Возможность монтажа ручки для монтажа рулона бумаги,
Оснащен 4 электродвигателями,
Управление с помощью пульта дистанционного управления или контроллера ног:
Регулировка высоты в диапазоне: 615 - 890 мм,
Регулировка спинки в диапазоне: 90 " - 180",
Регулировка подножки в диапазоне: 180 " - 255",
Регулировка сиденья в диапазоне: -2 " - 32",
Ручная регулировка:
Регулировка подголовника: 180 ",
Регулировка расширения подлокотника: 180 ",
Регулировка подлокотника: 180 ,
Максимальная грузоподъемность сидений: 240 кг,
Тростниковые колеса для легкой маневренности,
Дополнительное оборудование за дополнительную плату:
Многофункциональный подголовник с дыхательным отверстием,
Держатель рулона бумаги,
Контроллер ног,
Аксессуар держатель,
Держатель d'rip с четырьмя крючками,
Держатель дистанционного управления,
Система рельса места,
Система спинки рельса,
Возможность изменения цвета обивки,
Уровень шума: 60 дБА,
Вес: 90 кг,
Размеры:
Подголовник: 274 x 415 мм,
Спинка: 710 x 600 мм,
Сиденье: 510 x 600 мм,
Подлокотник: 305 x 530 мм,
Подлокотник: 555 x 95 мм,
Расширение подлокотника: 170 x 450 мм,
Общая длина от 1950 до 2230 мм,
Общая ширина: 600/845 мм (включая подлокотники),
Он выдал действительный технический паспорт,
Гарантия 24 месяца,
Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

