



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **PROMAT NG ЛОР кресло (Produkt nowy)**

Новый,  
Немецкое производство,  
Электропитание: 230 В,  
Частота: 50/60 Гц,  
Стандартный цвет кресла БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ,  
Функциональность кресла обеспечивает съемный многофункциональный подголовник,  
Возможность установки держателя для крепления рулона бумаги,  
Оснащен 4-мя электродвигателями,  
Управление с помощью пульта дистанционного управления или педали:  
Регулировка высоты в диапазоне: 615-890 мм,  
Регулировка спинки в диапазоне: 90 ° - 180 °,  
Регулировка подножки в диапазоне: 180 ° - 255 °,  
Регулировка сиденья в диапазоне: -2 ° - 32 °,  
Ручная регулировка:  
Регулировка подголовника: 180 °,  
Регулировка выдвижения подножки: 180 °,  
Регулировка подлокотника: 180 °,  
Максимальная грузоподъемность кресла: 240 кг,  
Убирающиеся колеса для легкого маневрирования,  
Дополнительное оборудование за доплату:  
Многофункциональный подголовник с отверстием для дыхания,  
Держатель для крепления рулона бумаги,  
Ножной контроллер,  
Держатель для аксессуаров,  
Держатель для стойки IV с четырьмя крючками  
Держатель пульта дистанционного управления,  
Система направляющих сиденья,  
Система рельсов спинки,  
Возможность изменить цвет обивки,  
Уровень шума: 60 дБА,  
Масса: 90 кг,  
Габаритные размеры:  
Подголовник: 274 x 415 мм,  
Спинка: 710 x 600 мм,  
Сиденье: 510 x 600 мм,  
Подставка для ног: 305 x 530 мм,  
Подлокотник: 555 x 95 мм,  
Удлинитель подножки: 170 x 450 мм,  
Общая длина от 1950 до 2230 мм,  
Общая ширина: 600/845 мм (включая подлокотники),  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 24 месяца,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

