



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Офтальмологическое кресло ПРОМАТ НГ (Produkt nowy)

Новый,
Немецкое производство,
Источник питания: 230 В,
Частота: 50/60 Гц,
Стандартный цвет кресла - белый и черный,
Функциональность кресла обеспечивается съемным многофункциональным подголовником ,
Возможность установки держателя для монтажа рулона бумаги,
Оснащен 4 электродвигателями,
Управляется с помощью пульта дистанционного или педального управления:
Регулировка высоты в диапазоне: 615 - 890 мм,
Регулировка спинки в диапазоне: 90° - 180°,
Регулировка подножек в диапазоне: 180° - 255°,
Регулировка сиденья в диапазоне: -2° - 32°,
Ручная регулировка:
Регулировка подголовника: 180°,
Регулировка удлинения подножки: 180°,
Регулируемые подлокотники: 180°,
Максимальная грузоподъемность кресла: 240 кг,
Втягивающиеся колеса для легкой маневренности,
Дополнительное оборудование за дополнительную плату:
Многофункциональный подголовник с дыхательным отверстием,
Кронштейн для крепления бумажного рулона,
Педальный контроллер,
Держатель аксессуаров,
Капельница с четырьмя крючками,
Ручка дистанционного управления,
Система рельсовых направляющих для сидений,
Система рельсов для спинки,
Возможность изменения цвета обивки,
Уровень шума: 60 дБА,
Вес: 90 кг,
Размер:
Подголовник: 274 x 415 мм,
Спинка: 710 x 600 мм,
Садись: 510 x 600 мм,
Опора для ног: 305 x 530 мм,
Подлокотник: 555 x 95 мм,
Удлинение подножки: 170 x 450 мм,
Общая длина от 1950 до 2230 мм,
Общая ширина: 600/845 мм (включая подлокотники),
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

