



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół для лечения ПРОМАТ НГ (Produkt nowy)

Новый,  
Немецкое производство,  
Источник питания: 230 В,  
Частота: 50/60 Гц,  
Стандартный цвет кресла - белый и черный,  
Функциональность кресла обеспечивается съемным многофункциональным подголовником,  
Возможность установки держателя для монтажа рулона бумаги,  
Оснащен 4 электродвигателями,  
Управляется с помощью пульта дистанционного или педального управления:  
Регулировка высоты в диапазоне: 615 - 890 мм,  
Регулировка спинки в диапазоне: 90° - 180°,  
Регулировка подножек в диапазоне: 180° - 255°,  
Регулировка сиденья в диапазоне: -2° - 32°,  
Ручная регулировка:  
Регулировка подголовника: 180°,  
Регулировка удлинения подножки: 180°,  
Регулируемые подлокотники: 180°,  
Максимальная грузоподъемность кресла: 240 кг,  
Втягивающиеся колеса для легкой маневренности,  
Дополнительное оборудование за дополнительную плату:  
Многофункциональный подголовник с дыхательным отверстием,  
Кронштейн для крепления бумажного рулона,  
Педальный контроллер,  
Держатель аксессуаров,  
Капельница с четырьмя крючками,  
Ручка дистанционного управления,  
Система рельсового транспорта,  
Система рельсов для спинки,  
Возможность изменения цвета обивки,  
Уровень шума: 60 дБА,  
Вес: 90 кг,  
Размер:  
Подголовник: 274 x 415 мм,  
Спинка: 710 x 600 мм,  
Садись: 510 x 600 мм,  
Опора для ног: 305 x 530 мм,  
Подлокотник: 555 x 95 мм,  
Удлинение подножки: 170 x 450 мм,  
Общая длина от 1950 до 2230 мм,  
Общая ширина: 600/845 мм (включая подлокотники),  
У него есть действующий Технический паспорт,  
24 месячная гарантия,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

