



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Классический мини-офтальмологический блок (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Характеристика:
Он отличается чрезвычайно простой и надежной конструкцией.
Он состоит из основания, столешницы для 2 устройств, крепления для проектора или полки для проектора и кресла с электроподъемником.
Кресло в стандартной комплектации оснащено высококачественным актуатором швейцарской компании Schumo,
Сиденье кресла обито искусственной кожей любого цвета из таблиц цветов RAL и ICA,
Нескользящая столешница фиксируется ручкой, расположенной сбоку от основного корпуса,
Агрегатом можно легко и удобно управлять с помощью верхней панели,
По желанию, установка может быть укомплектована галогенной лампой и кронштейном фороптера,
Стандартное оборудование:
Основание,
Столешница на 2 устройства,
Монтаж проектора или полки для проектора,
Сиденье с электроподъемом,
Подставка для ног,
Дополнительное оборудование:
Подлокотники,
Технические данные:
Напряжение питания 230 В, 50 Гц,
Потребляемая мощность 460 Вт,
Напряжение указано на столе 230 В, 50 Гц + опция 6-12 В,
Максимальная нагрузка 80 кг,
Вес 180 кг,
Рост 184 см,
Размеры 1240 x 1594 см,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

