



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Классический мини-офтальмологический блок (Produkt nowy)**

Новый,  
Польское производство,  
Характеристика:  
Он отличается чрезвычайно простой и надежной конструкцией.  
Он состоит из основания, столешницы для 2 устройств, крепления для проектора или полки для проектора и кресла с электроподъемником.  
Кресло в стандартной комплектации оснащено высококачественным актуатором швейцарской компании Schumo,  
Сиденье кресла обито искусственной кожей любого цвета из таблиц цветов RAL и ICA,  
Нескользящая столешница фиксируется ручкой, расположенной сбоку от основного корпуса,  
Агрегатом можно легко и удобно управлять с помощью верхней панели,  
По желанию, установка может быть укомплектована галогенной лампой и кронштейном фороптера,  
Стандартное оборудование:  
Основание,  
Столешница на 2 устройства,  
Монтаж проектора или полки для проектора,  
Сиденье с электроподъемом,  
Подставка для ног,  
Дополнительное оборудование:  
Подлокотники,  
Технические данные:  
Напряжение питания 230 В, 50 Гц,  
Потребляемая мощность 460 Вт,  
Напряжение указано на столе 230 В, 50 Гц + опция 6-12 В,  
Максимальная нагрузка 80 кг,  
Вес 180 кг,  
Рост 184 см,  
Размеры 1240 x 1594 см,  
Имеет действующий технический паспорт,  
Гарантия 12 месяцев,  
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

