



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Офтальмологический аппарат Classic Comfort PLUS (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Характеристика:
Агрегат состоит из неподвижной столешницы для 2 устройств, основания, места для проектора и кресла с электроподъемником.
Имеет качественный цилиндр швейцарской компании Schumo,
Сиденье кресла обтянуто искусственной кожей любого цвета по рисунку,
Может быть заблокирован где угодно,
Устройство имеет освещение в виде галогенной лампы с возможностью регулировки силы света и опционально: балансир фороптер,
Стандартное оборудование:
Подставка для ног,
Фонарь,
Сиденье с электроподъемом,
Электронная панель управления,
Дополнительный кронштейн фороптера,
Дополнительное оборудование:
Подлокотники,
Технические данные:
Напряжение питания 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 460 Вт
Напряжение указано на столе 230 В, 50 Гц + опция 6-12 В
Максимальная нагрузка 80 кг
Вес 180 кг
Рост 184 см
Размеры 1240 x 1594 см
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

