



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Аппарат офтальмологический Classic Comfort (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Характеристика:
Эргономичное кресло с приводом Schimo, оснащенное подставкой для ног, подлокотниками, обитое искусственной кожей выбранного цвета.
Элегантная база,
Стабильная база,
Все работает интуитивно с помощью удобной панели управления,
Подставка для ног обеспечивает удобную опору для ног пациента,
Современный дизайн и высококачественные материалы гарантируют долгое время безупречной эксплуатации и простую очистку.
Представленный агрегат состоит из сдвижной столешницы на 2 устройства, основания, места для проектора и кресла с электроподъемом,
Стандартное оборудование:
Большая нескользкая столешница заблокирована электромагнитно в желаемом положении,
Розетки: 230В и 6В / 12В для щелевой лампы,
Полка для диапроектора,
Галогенная лампа с регулировкой силы света
Дополнительное оборудование:
Возможность установки балансира фороптера и интуитивно понятной панели управления офтальмологической установки COMF,
Подлокотники,
Технические данные:
Напряжение питания 230 В, 50 Гц,
Потребляемая мощность 460 Вт,
Напряжение указано на столе 230 В, 50 Гц + опция 6-12 В,
Максимальная нагрузка 80 кг,
Вес 180 кг,
Рост 184 см,
Размеры 1240 x 1594 см,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

