



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Стол офтальмологический СЭ-1 (Produkt nowy)

Новый,
Польское производство,
Стол предназначен для работы с диагностическими офтальмологическими приборами,
Он имеет устойчивое, прочное и устойчивое к царапинам основание с регулируемыми алюминиевыми ножками, на котором
установлен швейцарский электропривод колонны SCHUMO с большим диапазоном регулировки высоты,
К приводу монтируется столешница 600x400 мм (на устройство),
Стол снабжен розеткой на 230 В, расположенной под столешницей, для питания устройств, стоящих на столе,
Столешница стандартно серая или опционально любого цвета по палитре RAL,
Дополнительное оборудование включает колеса с блокировкой вместо ножек и подвесной компьютерный ящик,
Технические характеристики:
Размеры столешницы: 600 x 400 мм,
Высота: мин.700, макс.900 мм,
Вес: 30 кг,
Напряжение питания: 230 В, 50-60 Гц,
Максимальная нагрузка на столешницу: 60 кг,
Классификация: медицинское изделие класса I типа B,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

