



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Светодиодная лампа - Увеличение Вепа (Produkt nowy)

Новое,
Мощность лампы - 4 Вт,
Цвет света: 6000 K,
Световой поток: 300 лм,
Минимальный срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов,
Индекс цветопередачи (CRI): 95,
Кабель питания длиной 1,5 м,
Класс I защиты от поражения электрическим током,
Доступные цвета: белый,
Мощность увеличения: 5 диоптрий,
Диаметр лупы 120 мм, увеличение: x 2,25,
Длина шарнирного манипулятора: 860 мм,
Для лампы требуются дополнительные монтажные принадлежности (за дополнительную плату):
Настенный кронштейн,
Телескопическое основание стойки 60-100 см. белый тяжелый металл,
Телескопическая подставка-основа 60-100 см из белого металла, сверхпрочная версия с тормозами на 2-х колесах,
Телескопическое основание стойки 90-130 см. белый тяжелый металл,
Телескопическая подставка-основа 90-130 см из белого металла, сверхпрочная версия с тормозами на 2 колеса,
Зажим для медицинских рельсов с вертикальной розеткой лампы,
Зажим для медицинских рельсов с горизонтальной розеткой лампы,
Универсальный зажим,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 3 года,

