



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Светодиодная светодиодная лампа - Беллон (Produkt nowy)

Новое,
Французское производство,
Мощность лампы - 17 Вт (эквивалент галогенной лампы 90 Вт),
Цвет света: 4500 К,
Световой поток: 1440 лм,
Минимальный срок службы светодиодных ламп составляет 50 000 часов,
Индекс цветопередачи (CRI): 95,
Кабель питания длиной 4 м,
Класс I защиты от поражения электрическим током,
Возможность точного позиционирования руки ,
Медицинское устройство первого класса,
Позиционирование головки облегчается гибким наконечником (длина 140 мм),
База тележки с большой площадью, 2 колеса с тормозами, очень устойчивая и очень удобная,
Размер:
Размер головки лампы: 160 x 133 мм,
Максимальная высота: 1940 мм,
Размеры основания: 450 мм x 710 мм,
Вес: 20 кг,
Диаметр светового поля :
Расстояние 30 см: 170 000 люкс полевое освещение 8 см
Расстояние 50 см: 120 000 люкс подсветка поля 10 см,
Расстояние 100 см: 30,000 люкс полевое освещение 20 см,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 3 года,

