



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Инфракрасная лампа LID - Thera (Produkt nowy)

Новое,
Французское производство,
Мощность лампы - 250 Вт,
ИК (E27) срок службы лампы не менее 5000 часов (встроенный стеклянный рефлектор пузырькового диска, 90% энергии передается в инфракрасном диапазоне),
Длина волны: 1200 нм,
Кабель питания длиной 4 м,
Класс I защиты от поражения электрическим током,
Доступные цвета: белый,
Размер:
Размер головки лампы: диаметр 260 мм,
Базовый размер: 69 x 69 x 115 мм,
Вес: 2,9 кг,
Длина: 860 мм гибкий рычаг,
За дополнительную плату лампа может быть оснащена переключателем времени,
Рекомендуется для таких специальностей как: физиотерапия / массаж / акупунктура / ортопедия,
Прочная конструкция обеспечивает точное и надежное позиционирование,
Эргономичная рукоятка для точного позиционирования,
Дополнительные монтажные аксессуары необходимы для лампы по вашему выбору (за дополнительную плату):
Телескопическое основание стойки 60-100 см белого цвета, тяжелый металл,
Телескопическая подставка-основа 60-100 см из белого металла, сверхпрочная версия с тормозами на 2-х колесах,
Телескопическое основание стойки 90-130 см. белый тяжелый металл,
Телескопическая подставка-основа 90-130 см из белого металла, сверхпрочная версия с тормозами на 2 колеса,
Обычный зажим - черный,
Зажим для медицинских рельсов с вертикальной розеткой лампы,
Универсальный зажим,
Настенный кронштейн,
Настенный кронштейн ARM белый (2x40 см),
Настенный кронштейн ARM белый (1x40 см),
Держатель для столешницы ARM белого цвета (1x60 см),
Плита с металлической трубой посередине $\varnothing 16$,
Плита с металлической трубой по кромке $\varnothing 16$,
Пластина на держателе ARM,
Гнездо для женщины с адаптивной вставкой $\varnothing 16$ мм x 27 мм,
Адаптерная пластина с наружной резьбой $\varnothing 15$ мм x 30 мм,
У него есть действующий Технический паспорт,
Гарантия: 3 года,

