



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Универсальный зажим (Produkt nowy)

Новый,
Французское производство,
Используется для монтажа на медицинских рельсах, трубах и кромках стола,
Изготовлен из анодированного алюминия с порошковым покрытием,
С монтажной пластиной для установки лампы,
Максимальное открытие: 40 мм,
Вес: 560 гр,
Гарантия: 12 месяцев,

