



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Видео - Гастроскопы PENTAX EG-2901 (Rekondycjonowany (używany))

Использованный, очень хорошее состояние,
Японское производство,
Совместимость с процессором Pentax 3300,
Направление обзора: вид вперед,
Наружный диаметр: 9,8 мм,
Наружный диаметр наконечника: 10,1 мм,
Диаметр рабочего канала: 2,8 мм,
Рабочая длина: 1050 мм,
Макс. Угол наклона наконечника эндоскопа сгибается вверх и вниз: 180о/90о,
Макс. Угол изгиба кончика вправо и влево: 100о/100о,
Максимальный угол поля зрения: 100о,
Все готово:
Оригинальный чемодан с размерами: 62 x 44 x 14 см,
Клапаны,
Герметизирующая крышка,
У него есть текущий обзор и технический паспорт,
Гарантия:
6 месяцев для внутреннего рынка - Польша,
1 месяц на международный рынок,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

