



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybierański  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **N.I.L. EVA sp1 (Produkt nowy)**

Новый,  
Бельгийское производство,  
Стандартное оборудование:  
Эвматическая голова 5,  
2х сноска,  
5-кратный напорный шланг,  
5х Змея - млекопитающему,  
5х Инфильтрационная трубка связи,  
5х BAXTERS инфильтрационные шприцы (набор) ,  
Вставка млекопитающего Medivac Flex 3L 5x,  
2 банки,  
6х Каннула:  
1х Мерседес 4x300,  
Ускоритель 3G 3x250,  
Ускоритель 3G 3x150,  
1х Витербо 4x250,  
1х Инфильтрация 2,5x200,  
1х Инфильтрация 2,5x300,  
1х Клавиша регулировки канюли,  
1х Кабель электропитания,  
1х Ключ для очистки,  
1х Масло Lipomatic® (125 мл),  
Инфразвуковой привод,  
Система управления,  
Набор каннул, аксессуары,  
Система безопасности,  
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):  
Компрессор DK50 2V Silent S DRY Monsun - в корпусе глушителя и с осушителем,  
Компрессор DK50 2V DRY Monsun - без корпуса с осушителем,  
Набор для переноса жира EUROMI NLF2 (Коллектор жира / Трансфер жира)  
Набор для переноса жира EUROMI NLF1 (Коллектор жира / Трансфер жира)  
Набор для переноса жира MEDELA (Коллектор жира / Передача жира)  
Износостойкие материалы,  
Технические данные :  
Инфразвуковой привод,  
Легко транспортировать,  
Источник питания:  
4A на 200 / 240В  
8A для 100 / 115В~  
У него есть действующий Технический паспорт,  
24 месячная гарантия,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

