



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



N.I.L. EVA sp1 (Produkt nowy)

Новый,
Бельгийское производство,
Стандартное оборудование:
Эвматическая голова 5,
2х сноска,
5-кратный напорный шланг,
5х Змея - млекопитающему,
5х Инфильтрационная трубка связи,
5х BAXTERS инфильтрационные шприцы (набор) ,
Вставка млекопитающего Medivac Flex 3L 5х,
2 банки,
6х Каннула:
1х Мерседес 4х300,
Ускоритель 3G 3х250,
Ускоритель 3G 3х150,
1х Витербо 4х250,
1х Инфильтрация 2,5х200,
1х Инфильтрация 2,5х300,
1х Клавиша регулировки канюли,
1х Кабель электропитания,
1х Ключ для очистки,
1х Масло Lipomatic® (125 мл),
Инфразвуковой привод,
Система управления,
Набор каннул, аксессуары,
Система безопасности,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Компрессор DK50 2V Silent S DRY Monsun - в корпусе глушителя и с осушителем,
Компрессор DK50 2V DRY Monsun - без корпуса с осушителем,
Набор для переноса жира EUROMI NLF2 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира EUROMI NLF1 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира MEDELA (Коллектор жира / Передача жира)
Износостойкие материалы,
Технические данные :
Инфразвуковой привод,
Легко транспортировать,
Источник питания:
4А на 200 / 240В
8А для 100 / 115В~
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

