



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



N.I.L. EVA sp6 (Produkt nowy)

Новый,
Бельгийское производство,
Эстетические показания:
Шейпинг фигур,
Липосакция в области ягодич,
Моделирование лица, в том числе восстановление объема и формы лица, заполнение и разглаживание определенных морщин, улучшение гармонии лица,
Моделирование, увеличение груди (например, увеличение размера груди, потенциальная альтернатива грудным имплантатам),
Характеристики:
Маркировка количества просочившейся жидкости на единицу площади,
Индикаторы состояния, направляющие пользователя через процесс инфильтрации или липосакции,
Четыре режима работы: инфильтрационный/всасывающий и педальный/ непрерывный,
Инфильтрационный вкладыш в сочетании с набором инфильтрационных трубок,
Компактная панель управления,
Легко транспортировать,
Улучшение условий труда,
Шумоподавление,
Контроль гипертонии,
Стандартное оборудование:
Аспирационная система (профессиональное млекопитающее),
Инфильтрационная система (количественный инфильтрационный насос),
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ,
1x ЭВАМАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВА 5
Загруженное программное обеспечение на польском языке,
2x сноска,
5-кратный напорный шланг,
5x Змея - млекопитающему,
5x Инфильтрационная трубка связи,
5x инфильтрационные шприцы BAXTERS (набор),
Вставка млекопитающего Medivac Flex 3L 5x,
2 банки,
1x Кабель электропитания,
1x Клавиша регулировки канюли,
1x Ключ для очистки,
1x Масло Lipomatic® (125 мл),
Каннула:
1x Мерседес 4x300,
Ускоритель 3G 3x150,
Ускоритель 3G 3x250,
1x Витербо 4x250,
1x Инфильтрация 2,5x200,
1x Инфильтрация 2,5x300,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Компрессор DK50 2V Silent S DRY Monsun - в корпусе глушителя и с осушителем,
Компрессор DK50 2V DRY Monsun - без корпуса с осушителем,
Набор для переноса жира MEDELA (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира EUROMI NLF1 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира EUROMI NLF2 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Износостойкие материалы,
Технические данные млекопитающего:
JP 90:
Напряжение (V~)/частота: 200-240,
Максимальная мощность всасывания (мбар): -850,
Мощность (Вт): 250,
Уровень шума db(A): 57,
Вес: 10 кг,
КП 90:
Напряжение (V~)/частота: 100-115,
Максимальная мощность всасывания (мбар): -700,
Мощность (Вт): 300,
Уровень шума db(A): 56,
Вес: 8,5 кг,
На передней панели:
Панель управления для количественной инфильтрации,
Розетки для воздушного шланга,
Инфильтрационные шприцы,
Банки и картриджи MEDI-VAC,
Инфильтрационные картриджи,
Гнезда для педиков,
Гнездо для силиконового кабеля для подключения баночки MEDI-VAC к аспиратору,
Кнопка аварийной остановки,
Панель управления:
инфильтрация / всасывание,
педальный / непрерывный режим,
Технические данные:
Инфразвуковой привод,
Источник питания:
4A на 200 / 240V
8A для 100 / 115V~
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



**LEPORALING NABIELIOWY
SOLZ
HIFOCALGULEN**

Parametr	Wartość
Waga netto	100g
Waga brutto	105g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g



ASPERICA

Parametr	Wartość
Waga netto	100g
Waga brutto	105g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g

OPTIMALLINE

Parametr	Wartość
Waga netto	100g
Waga brutto	105g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g

INSTRUM

Parametr	Wartość
Waga netto	100g
Waga brutto	105g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g
Waga opakowania	5g

