



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



N.I.L. EVA sp6 (Produkt nowy)

Новый,
Бельгийское производство,
Эстетические показания:
Шейпинг фигур,
Липосакция в области ягодич,
Моделирование лица, в том числе восстановление объема и формы лица, заполнение и разглаживание определенных морщин, улучшение гармонии лица,
Моделирование, увеличение груди (например, увеличение размера груди, потенциальная альтернатива грудным имплантатам),
Характеристики:
Маркировка количества просочившейся жидкости на единицу площади,
Индикаторы состояния, направляющие пользователя через процесс инфильтрации или липосакции,
Четыре режима работы: инфильтрационный/всасывающий и педальный/ непрерывный,
Инфильтрационный вкладыш в сочетании с набором инфильтрационных трубок,
Компактная панель управления,
Легко транспортировать,
Улучшение условий труда,
Шумоподавление,
Контроль гипертонии,
Стандартное оборудование:
Аспирационная система (профессиональное млекопитающее),
Инфильтрационная система (количественный инфильтрационный насос),
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ,
1x ЭВАМАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВА 5
Загруженное программное обеспечение на польском языке,
2x сноска,
5-кратный напорный шланг,
5x Змея - млекопитающему,
5x Инфильтрационная трубка связи,
5x инфильтрационные шприцы BAXTERS (набор),
Вставка млекопитающего Medivac Flex 3L 5x,
2 банки,
1x Кабель электропитания,
1x Клавиша регулировки канюли,
1x Ключ для очистки,
1x Масло Lipomatic® (125 мл),
Каннула:
1x Мерседес 4x300,
Ускоритель 3G 3x150,
Ускоритель 3G 3x250,
1x Витербо 4x250,
1x Инфильтрация 2,5x200,
1x Инфильтрация 2,5x300,
Дополнительное оборудование (за дополнительную плату):
Компрессор DK50 2V Silent S DRY Monsun - в корпусе глушителя и с осушителем,
Компрессор DK50 2V DRY Monsun - без корпуса с осушителем,
Набор для переноса жира MEDELA (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира EUROMI NLF1 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Набор для переноса жира EUROMI NLF2 (Коллектор жира / Трансфер жира)
Износостойкие материалы,
Технические данные млекопитающего:
JP 90:
Напряжение (V~)/частота: 200-240,
Максимальная мощность всасывания (мбар): -850,
Мощность (Вт): 250,
Уровень шума db(A): 57,
Вес: 10 кг,
КП 90:
Напряжение (V~)/частота: 100-115,
Максимальная мощность всасывания (мбар): -700,
Мощность (Вт): 300,
Уровень шума db(A): 56,
Вес: 8,5 кг,
На передней панели:
Панель управления для количественной инфильтрации,
Розетки для воздушного шланга,
Инфильтрационные шприцы,
Банки и картриджи MEDI-VAC,
Инфильтрационные картриджи,
Гнезда для педиков,
Гнездо для силиконового кабеля для подключения баночки MEDI-VAC к аспиратору,
Кнопка аварийной остановки,
Панель управления:
инфильтрация / всасывание,
педальный / непрерывный режим,
Технические данные:
Инфразвуковой привод,
Источник питания:
4A на 200 / 240V
8A для 100 / 115V~
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,



**LEPOTKOWE NABIEŻNIKI
DŁGIE
WYTRĄCZALNE**

Model	Waga (kg)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Wysokość (cm)
1	10	150	10	150
2	10	150	10	150



ASPERICA

Model	Waga (kg)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Wysokość (cm)
1	10	150	10	150
2	10	150	10	150

OPTIKALINE

Model	Waga (kg)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Wysokość (cm)
1	10	150	10	150
2	10	150	10	150

INSTRUKCJA

Model	Waga (kg)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Wysokość (cm)
1	10	150	10	150
2	10	150	10	150

