



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский монитор BEACON C22S (Produkt nowy)

Новые функции
2MP цветной медицинский монитор,
Особенности монитора:
MULTI - Встроенные режимы отображения с участием нескольких изображений,
BSS - Матричная система стабилизации подсветки,
ALAS - Адаптивная система для освещения,
DICOM - DICOM соответствует требованиям,
COLORFUL - Идеальное воспроизведение цвета,
Применить:
Компьютерная радиография / Прямая радиография - CR/DR,
КТ,
Магнитно-резонансная томография - МРТ,
Позитрон эмиссионная томография / COMPUTED томография - ПЭТ / КТ,
Рентген - X-RAY,
Цифровая подтягивающая ангиография - DSA,
Диффузионная визуализация спектра - DSI,
Медицинские изображения 3D,
Ядерная медицина,
Медицинское программное обеспечение CAD,
Реконструкция картин,
Технические данные:
Размер: 21.3",
Глубина цвета: 1.07 Миллиард,
Размер: 1600 x 1200,
Размер пикселя: 0.270 x 0.270 мм,
Яркость: 900 cd/m²,
Контраст: 1400 : 1,
Углы обзора: 176 "вертикальный / 176" уровень,
Время отклика: 20 мс,
Входные данные сигнала:
DVI-D: 24 штыря,
ДисплейПорт: 20 штырь,
VGA: D-Sub 15 штыфт,
Габариты: 369 (W) x 507 ÷ 627 (высота) x 235 (Глубина) мм,
Вес unlad: 9,2 кг,
Монтажная система: VESA 100 x 100 мм,
Электроснабжение: DC 12 V,
Потребление энергии: максимум 60 Вт,
Энергосбережение: EPA, VESA,
MTBF:> 50 000 часов,
С базой таблицы,
Сертификаты: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
Он выдал действительный технический паспорт,
24-месячная гарантия,
Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

