



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский монитор BEACON G22S (Produkt nowy)

Новые функции

2MP серый медицинский монитор,

Особенности монитора:

MULTI - Встроенные режимы отображения с участием нескольких изображений,

BSS - Матричная система стабилизации подсветки,

ALAS - Адаптивная система для освещения,

DICOM - DICOM соответствует требованиям,

ВОПРОС - Программное обеспечение для калибровки,

Применить:

Компьютерная радиография / Прямая радиография - CR/DR,

КТ,

Магнитно-резонансная томография - МРТ,

Рентген - X-RAY,

Цифровая подтягивающая ангиография - DSA,

Диффузионная визуализация спектра - DSI,

Технические данные:

Размер: 21.3",

Глубина цвета: 4096 оттенков серого,

Размер: 1600 x 1200,

Размер пикселя: 0.270 x 0.270 мм,

Яркость: 1900 cd/m²,

Контраст: 1400 : 1,

Углы обзора: 176 "вертикальный / 176" уровень,

Время отклика: 20 мс,

Входные данные сигнала:

DVI-D: 24 штыря,

ДисплейПорт: 20 штырь,

VGA: D-Sub 15 штифт,

Габариты: 369 (W) x 507 ÷ 627 (высота) x 235 (Глубина) мм,

Вес unlad: 9,2 кг,

Монтажная система: VESA 100 x 100 мм,

Электроснабжение: DC 12 V,

Потребление энергии: максимум 37 Вт,

Энергосбережение: EPA, VESA,

MTBF: > 50 000 часов,

С базой таблицы

Сертификаты: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,

Он выдал действительный технический паспорт,

24-месячная гарантия,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

