



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Медицинский монитор BEACON C32S (Produkt nowy)

Новые функции

3MP цветной медицинский монитор,

Особенности монитора:

MULTI - Встроенные режимы отображения с участием нескольких изображений,

BSS - Матричная система стабилизации подсветки,

ALAS - Адаптивная система для освещения,

DICOM - DICOM соответствует требованиям,

COLORFUL - Идеальное воспроизведение цвета,

Применить:

Компьютерная радиография / Прямая радиография - CR/DR,

КТ,

Магнитно-резонансная томография - МРТ,

Позитрон эмиссионная томография / COMPUTED томография - ПЭТ / КТ,

Рентген - X-RAY,

Цифровая подтягивающая ангиография - DSA,

Диффузионная визуализация спектра - DSI,

Медицинские изображения 3D,

Ядерная медицина,

Медицинское программное обеспечение CAD,

Реконструкция картин,

Технические данные:

Размер: 21.3",

Глубина цвета: 1.07 Миллиард,

Размер: 2048 x 1536,

Размер пикселя: 0.2115 x 0.2115 мм,

Яркость: 800 cd/m<sup>2</sup>,

Контраст: 1400 : 1,

Углы обзора: 176 "вертикальный / 176" уровень,

Время отклика: 20 мс,

Входные данные сигнала:

DVI-D: 24 штыря,

ДисплейПорт: 20 штырь,

Габариты: 369 (W) x 507 ÷ 627 (высота) x 235 (Глубина) мм,

Вес unlad: 9,2 кг,

Монтажная система: VESA 100 x 100 мм,

Электроснабжение: DC 12 V,

Потребление энергии: максимум 60 Вт,

Энергосбережение: EPA, VESA,

MTBF:> 50 000 часов,

С базой таблицы,

Сертификаты: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,

Он выдал действительный технический паспорт,

24-месячная гарантия,

Возможность финансирования (только Польша): рассрочка, лизинг, кредит,

