



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский монитор BEACON E150 (Produkt nowy)

Новый,
Медицинский цветной монитор для хирургии и эндоскопии,
Функции монитора:
MULTI - Встроенные режимы для отображения нескольких изображений,
COLOUR - Идеальная цветопередача,
Дублирование - поддержка двойного экрана PIP,
Вход/выход - функция входа и выхода сигнала,
BSS - матричная система стабилизации подсветки,
Приложение:
Эндоскопия грудной клетки / лапароскопия,
Энтероскопия / гастроскопия,
Операционные,
Отделения интенсивной терапии,
Технические данные:
Размер: 15",
Глубина цвета: 16,7 миллионов,
Резолюция: 1024 x 768,
Размер пикселя: 0,297 x 0,297 мм,
Яркость: 350 кд/м²,
Контраст: 600 : 1,
Углы зрения: 170° по вертикали / 170° по горизонтали,
Время отклика: 8 мс,
Сигнальные входы:
ДВИ-Д: 24 булавка,
D-Sub 15 булавка,
BNC,
S-VIDEO: DIN4,
BNC*3,
RGBS: BNC*4,
Сигнальные выходы:
ДВИ-Д: 24 булавка,
BNC,
S-VIDEO: DIN4,
BNC*3,
RGBS: BNC*4,
Размеры: 364 (Ш) x 274 - 364 (В) x 255 (Г) мм,
Вес в снаряжении: 7 кг,
Система сборки: VESA 100 x 100 мм,
Источник питания: переменное напряжение 230 В, / 50 - 60 Гц,
Потребляемая мощность: 60 Вт максимум,
Экономия энергии: EPA, VESA,
ССПБ: > 50,000 часов,
Сертификаты EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
У него есть действующий Технический паспорт,
24-месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

