



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Медицинский монитор BEACON E190 (Produkt nowy)**

Новый,  
Медицинский цветной монитор для хирургии и эндоскопии,  
Функции монитора:  
MULTI - Встроенные режимы для отображения нескольких изображений,  
COLOUR - Идеальная цветопередача,  
Дублирование - поддержка двойного экрана PIP,  
Вход/выход - функция входа и выхода сигнала,  
BSS - матричная система стабилизации подсветки,  
Приложение:  
Эндоскопия грудной клетки / лапароскопия,  
Энтероскопия / гастроскопия,  
Операционные,  
Отделения интенсивной терапии,  
Технические данные:  
Размер: 19",  
Глубина цвета: 16,7 миллионов,  
Разрешение: 1280 x 1024,  
Размер пикселя: 0,294 x 0,294 мм,  
Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>,  
Контраст: 1000 : 1,  
Углы зрения: 178° по вертикали / 178° по горизонтали,  
Время отклика: 25 мс,  
Сигнальные входы:  
ДВИ-Д: 24 булавка,  
D-Sub 15 булавка,  
BNC,  
S-VIDEO: DIN4,  
BNC\*3,  
RGBS: BNC\*4,  
Сигнальные выходы:  
ДВИ-Д: 24 булавка,  
BNC,  
S-VIDEO: DIN4,  
BNC\*3,  
RGBS: BNC\*4,  
Размеры: 419 (Ш) x 441 - 564 (В) x 251 (Г) мм,  
Вес в снаряжении: 11 кг,  
Система сборки: VESA 100 x 100 мм,  
Источник питания: 12 В пост. тока,  
Потребляемая мощность: максимум 45 Вт,  
Экономия энергии: EPA, VESA,  
ССПБ: > 50,000 часов,  
Сертификаты EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
24-месячная гарантия,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

