



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Медицинский монитор BEACON S421 (Produkt nowy)**

Новый,  
Медицинский цветной монитор для хирургии и эндоскопии,  
Функции монитора:  
MULTI - Встроенные режимы для отображения нескольких изображений,  
ХАРАКТЕРИСТИКА - разрешение Full HD,  
DUPLEX - поддержка двойного экрана,  
Вход/выход - функция входа и выхода сигнала,  
LED - матричная подсветка в светодиодной технологии,  
COLOUR - Идеальная цветопередача,  
BSS - матричная система стабилизации подсветки,  
Приложение:  
Эндоскопия груди,  
Лапароскопия/энтероскопия,  
Гастроскопия / Операционные,  
Отделения интенсивной терапии,  
Технические данные:  
Размер: 42",  
Глубина цвета: 1,07 миллиарда,  
Резолюция: 1920 x 1080,  
Размер пикселя: 0,4833 x 0,4833 мм,  
Яркость: 700 кд/м<sup>2</sup>,  
Контраст: 1300 : 1,  
Углы зрения: 178° по вертикали / 178° по горизонтали,  
Время отклика: 8 мс,  
Сигнальные входы:  
DVI-D: 24 булавка,  
D-Sub 15 булавка,  
BNC,  
S-VIDEO: DIN4,  
BNC\*3,  
RGBS: BNC\*4,  
HD-SDI,  
3G-SDI,  
Оптоволокно: FC (опция),  
Сигнальные выходы:  
DVI-D,  
SDI,  
DC 5V,  
Размеры: 1003 (Ш) x 597 (В) x 65 (Г) мм,  
Вес в снаряжении: 45 кг,  
Система сборки: VESA 400 x 400 мм,  
Источник питания: 230 В переменного тока,  
Потребляемая мощность: 120 Вт максимум,  
Экономия энергии: EPA, VESA,  
ССПБ: > 60,000 часов,  
Сертифицированы в соответствии с EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,  
У него есть действующий Технический паспорт,  
24 месячная гарантия,  
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

