



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Медицинский монитор BEACON S421 (Produkt nowy)

Новый,
Медицинский цветной монитор для хирургии и эндоскопии,
Функции монитора:
MULTI - Встроенные режимы для отображения нескольких изображений,
ХАРАКТЕРИСТИКА - разрешение Full HD,
DUPLEX - поддержка двойного экрана,
Вход/выход - функция входа и выхода сигнала,
LED - матричная подсветка в светодиодной технологии,
COLOUR - Идеальная цветопередача,
BSS - матричная система стабилизации подсветки,
Приложение:
Эндоскопия груди,
Лапароскопия/энтероскопия,
Гастроскопия / Операционные,
Отделения интенсивной терапии,
Технические данные:
Размер: 42 ",
Глубина цвета: 1,07 миллиарда,
Резолюция: 1920 x 1080,
Размер пикселя: 0,4833 x 0,4833 мм,
Яркость: 700 кд/м²,
Контраст: 1300 : 1,
Углы зрения: 178° по вертикали / 178° по горизонтали,
Время отклика: 8 мс,
Сигнальные входы:
DVI-D: 24 булавка,
D-Sub 15 булавка,
BNC,
S-VIDEO: DIN4,
BNC*3,
RGBS: BNC*4,
HD-SDI,
3G-SDI ,
Оптоволокно: FC (опция),
Сигнальные выходы:
DVI-D,
SDI,
DC 5V,
Размеры: 1003 (Ш) x 597 (В) x 65 (Г) мм,
Вес в снаряжении: 45 кг,
Система сборки: VESA 400 x 400 мм,
Источник питания: 230 В переменного тока,
Потребляемая мощность: 120 Вт максимум,
Экономия энергии: EPA, VESA,
ССПБ: > 60,000 часов,
Сертифицированы в соответствии с EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
У него есть действующий Технический паспорт,
24 месячная гарантия,
Возможность финансирования (только в Польше): Инвестиции, Лизинг, Кредит,

