



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Автоклав STATIM 5000 G4 WIFI (встроенный регистратор данных) (Produkt nowy)

Новый,
Канадское производство,
Преимущества:
Цветной сенсорный экран,
Расширенная операционная система G4,
Простое управление,
Встроенный регистратор циклов Data Logger,
Регистрация на флешках,
Сетевой интерфейс LAN,
Энергоэффективность,
Быстрые циклы стерилизации - до 9 минут для инструментов без упаковки,
Низкое потребление дистиллированной воды,
Простая конструкция, облегчающая обслуживание и периодическое обслуживание,
Соответствие стандарту EN13060 для стерилизации загрузок типа A и B,
Технические данные:
Класс S
Питание 230 В,
Мощность: 1300 Вт,
Рабочий объем - 56 дБ,
Запись циклов - встроенный регистратор данных,
Цикл для упакованного 134 С - 18 минут,
Цикл без упаковки 134 С - 9 мин,
Пластмассы и резина 121 С - 24 мин,
Сушка - минимум 60 минут,
Стерилизация и сушка упаковки - около 82 минут,
Стерилизация и сушка без упаковки - около 45 минут,
Стерилизация загрузок типа A и B,
Размеры кассеты (длина / ширина / глубина) - 37 см / 18 см / 6,5 см,
Емкость кассеты - 5,1 л,
Емкость резервуара для воды - 4 л,
Размеры: 55 см x 41 см x 19 см,
Работа в локальной сети: сетевой кабель WiFi или RJ45
Начальный вакуум: термодинамический,
Сушка: термическая,
Меню устройства на польском языке,
Масса - 33 кг,
Имеет действующий технический паспорт,
Гарантия 12 месяцев,
Возможность финансирования (только Польша): Рассрочка, Лизинг, Кредит,

